

SensoCard et SensoCard Plus, Lecteur de glycémie vocal


Mode d'emploi :



**Insérez la
bandelette**



**Appliquez
l'échantillon de
sang**



Lisez le résultat



**Retirez la
bandelette**

Téléchargez votre profil glycémique facilement sur une PC local grâce à l'interface USB Litelink infra-rouge :

Système simple et rapide : transfert des données en moins de 4 secondes.
Interface: RS 232, Taille : 60x 25 x 13 mm, Poids : 10 g.
Distance de réception : 5 – 50 cm, Angle de réception : +/- 30 °.



Logiciel de gestion des données

Mode de multi-patients pour médecins et organismes médicaux.

Affichage de profil de glucose de sang.

Compatible BGMS : SensoCard, SensoCard Plus, SensoLite Nova, SensoLite Nova Plus.

Notation claire des graphiques et du livre-journal. Possibilité d'envoyer les rapports en format PDF.

Traitement statistique des données.

www.aximed.com

